

AIRCAST®

SEIT GENERATIONEN INNOVATIV VERSORGT.


Patienteninformation

AIRCAST® AIRSELECT™ ELITE WALKER

Anlegeanleitung



 **DJO®**



Anlegen des AIRSELECT™ Elite Walkers

- Legen Sie den Walker nur in sitzender Position an.
- Verwenden Sie die beigelegten Socken für optimale Hygiene und bestmöglichen Komfort.

1. Vorbereiten des Walkers

- Die Luftkammern dürfen vor Anlegen des Walkers nicht gefüllt sein (siehe „Ablegen des AIRSELECT™ Elite Walkers“).
- Lösen Sie die Gurte, entfernen Sie die Frontschale und öffnen Sie die Zehenabdeckung sowie die Fußklappe.

2. Den Fuß in den Walker stellen

- Legen Sie die Ferse an die Rückseite an.
- Legen Sie die Fußklappe über dem Fuß an und schließen Sie die Zehenabdeckung.

3. Die Frontschale wieder anlegen

Positionieren Sie die Frontschale so,

- dass sich das AIRCAST® Logo über den Zehen befindet.
- dass sich die Seiten der unteren Frontschale (Fußteil) im Inneren des Walkers befinden.
- dass sich die Seiten der oberen Frontschale außen am Walker befinden.

4. Die Gurte von unten nach oben schließen (A, B & C)

- Ziehen Sie die Gurte so fest, dass der Walker eng, aber bequem anliegt.

5. Einstellen des Luftkammerdrucks

Füllen Sie die Luftkammern zuerst auf der verletzten Seite auf. Drehen Sie das auf der rechten Seite des Walkers befindliche Auswahlrad bis zur entsprechenden Nummer:

- Nummer 1 füllt die Luftkammer auf der rechten Seite.
- Nummer 2 füllt die Luftkammer auf der linken Seite.
- Nummer 3 füllt die Luftkammer auf der Rückseite.

Nachdem Sie alle Luftkammern aufgepumpt haben, stellen Sie das Drehrad auf das Lockzeichen.

6. Aufpumpen der Luftkammern

- Um die Luftkammern zu füllen, drücken Sie mittig auf die **große** Pumpe (oben rechts) und lassen Sie die Pumpe langsam wieder los.
- Pumpen Sie so lange, bis die Luftkammern eng, jedoch angenehm anliegen.
- Wiederholen Sie das Vorgehen für die weiteren Luftkammern (Auswahlrad hierzu auf die gewünschte Nummer stellen). Luftkammer Nummer 3 immer zuletzt auffüllen.
- Sollten die Luftkammern zu prall sein, etwas Luft ablassen (siehe unten).

Ablegen des AIRSELECT™ Elite Walkers

Für einen korrekten Sitz beim Wiederanlegen des Walkers, sollte die Luft vor Ablegen des Walkers abgelassen werden.

- Um die Luft abzulassen drehen Sie das **große** Auswahlrad bis zur entsprechenden Nummer der Luftkammer (siehe Abb. 5).
- Drücken Sie dann die rechts oben an dem Walker befindliche **kleine** Ablasstaste.
- Wiederholen Sie das Vorgehen für die weiteren Luftkammern. Das Auswahlrad dazu bitte auf Nummer 2 bzw. 3 stellen.
- Lösen Sie die Gurte, entfernen Sie die Frontschale und öffnen Sie die Zehenabdeckung sowie die Fußklappe.

Fuß und Knöchel



AIRSELECT™ Elite Walker



Ihr behandelnder Arzt berät Sie bei der optimalen und korrekten Anpassung des AIRSELECT™ Elite Walkers. Diese Anlegeanleitung hilft Ihnen darüber hinaus, den AIRSELECT™ Elite Walker korrekt und bequem anzulegen. Bitte kontaktieren Sie jedoch Ihren behandelnden Arzt bei Rückfragen.

Reinigungshinweise

- Die Schalen des Walkers mit einem feuchten Lappen und einer milden Seifenlösung reinigen.
- Die mitgelieferten Socken mit der Hand oder in der Waschmaschine bis zu 60 °C waschen.
- Die Fußklappe und die Zehenabdeckung in Wasser bei einer Temperatur von 30 °C und mit einer milden Seifenlösung waschen.
- Die Socken, Fußklappe und die Zehenabdeckung anschließend lufttrocknen. Nicht im Wäschetrockner oder mit einer anderen Wärmequelle trocknen.

Der Walker darf ausschließlich unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt bei Schmerzen, Schwellungen, Hautirritationen oder unerwarteten Reaktionen während der Anwendung des Walkers.

Vorsichtsmaßnahmen

- Luftkammern nicht überdehnen.
- Die Haut regelmäßig auf Druckstellen und Hautreizungen untersuchen. Bei Hautveränderungen oder Unwohlsein den Luftkammerndruck reduzieren.
- Den Walker nicht verwenden, wenn Sie aufgrund von postoperativer Anästhesie, Nerven-, Haut- oder sonstigen Beschwerden kein Gefühl im Fuß oder Unterschenkel haben.

Hinweise

- Höherer Druck bietet bessere Stützung beim Gehen, niedrigerer Druck ist angenehmer, wenn Sie liegen oder sitzen. Der Druck kann auch durch Festziehen oder Lockern der Gurte angepasst werden.
- Während einer Flugreise lassen Sie Luft ab und lockern Sie die Gurte.
- Auf rutschigen und nassen Flächen vorsichtig gehen, um Verletzungen zu verhindern.

Weitere Informationen sowie Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.

Zubehör

Erhältlich in
Ihrem Sanitätshaus

Wetter Cover

Schützt den Walker vor Witterungseinflüssen und hält ihn sauber und trocken.

- Leichtes An- und Ablegen durch einfaches Klettsystem
- Optimaler Schutz vor Wind und Wetter



Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder die Firma DJO, LLC, noch eine seiner Tochterunternehmen eine medizinische Beratung leisten können. Die Inhalte dieser Patienteninformation stellen keine medizinische, rechtliche oder professionelle Beratung dar. Informationen zu verschiedenen Gesundheits- und Fitnesszuständen sowie medizinischen Befindlichkeiten und deren Therapie ersetzen nicht die Beratung durch einen Arzt oder andere medizinische Fachkräfte. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Informationen dienen nicht der Diagnose eines Gesundheits- oder Fitnessproblems oder einer Erkrankung. Ob und welche Behandlung für Sie medizinisch sinnvoll ist, kann nur Ihr Arzt oder eine medizinische Fachkraft entscheiden.

Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.

