




1



2

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRAVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE:

Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencií, pacient nebo ošetrovatel pečovatel. Uživatel musí být schopen přečíst veškeré pokyny, varování a upozornění v návodu k použití a porozumět jim a musí být fyzicky schopen je dodržovat.

URČENÉ POUŽITÍ/INDIKACE: Pažní závěs Procare Deluxe s podložkou je určen k podpoře a znehybnění ramenních a loketních kloubů.

POPIS FUNKCE:

Měkká/polotuhá pomůcka je navržena k omezení pohybu díky protubnému provedení. Znehybňuje končetinu nebo část těla či omezuje jejich pohyb.

KONTRAIINDIKACE: Žádné

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Doporučujeme, aby první nasazení bylo provedeno pod dohledem zdravotnického pracovníka.
- Pokud trpíte kožními onemocněními či poraněními, lymfatickými poruchami, neurocickým otokem měkké tkáně nebo poruchami krevního oběhu či citlivosti v postizně oblasti, použijte ortézu pouze po konzultaci se zdravotnickým pracovníkem.
- Ortéza musí těsně přiléhát, nesmí však omezovat krevní oběh.
- Pokud se během používání tohoto produktu objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, přestaňte tento prostředek používat a ihned se obraťte na zdravotnický personál.
- Nepřikládejte na otevřené rány.
- Pokud je ortéza nosí přímo na kůži, pokožka by měla být neporaněná, suchá a bez olejů, krémů, gelů či jiných zbytků.
- Nepoužívejte prostředek, je-li poškozen a/nebo byl-li otevřen jeho obal.

POZNÁMKA: Pokud kvůli použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

POZNÁMKA: Délku návleku univerzálního pažního závěsu je možné v případě potřeby zkrátit pomoci složení otevřeného konce do sebe a zajištěním háčkových a smyčkových spojek. Aplikujte podle níže uvedených pokynů.

- Umístěte loket do kapsy v závěsu. Zápěstí a 3/4 dlaně musí ležet uvnitř kapsy.
- Pokud má kapsa závěsu smyčku pro palec, můžete vložit palec do této smyčky a zlepšit tak udržení polohy předloktí.
- Umístěte ramenní pásky přes protilehlé rameno, protáhnete přes D-sponu a zajišťete. Dlaň by měla být lehce zdvižena nad úroveň lokte.

POKyny PRO ČIŠTĚNÍ:

Vyperte vnitřní část ručně v teplé vodě za použití jemného mydla a důkladné vymáčchejte. NECHTE USCHNOUT NA VZDUCHU.
POZNÁMKA: Pokud není produkt důkladně vymáčan, zbytek mydla může způsobit podráždění a poškození materiálu.

ZÁRUKA: Společnost DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje.

JEN PRO POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

PROFIL URČENÉHO POUŽIVATEĽA:

Cieľovým používateľom je odborný zdravotnícky personál s licenciou, pacient alebo ošetrovateľ pacienta. Používateľ musí byť schopný prečítať si všetky pokyny, varovania a upozornenia v návode na použitie. Musí im porozumieť a byť fyzicky schopný ich vykonať alebo dodržiavať.

URČENÉ POUŽITIE/INDIKÁCIE: Ramenný prostroj Procare Deluxe s vančkou je určený na podporu a znehybnenie ramien, ramenných a lakťových kĺbov.

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY: Jemná/polotuhá konštrukcia je navrhnutá tak, aby vďaka elastickému alebo polotuhému zloženiu obmedzovala pohyb. Zabezpečuje znehybnenie alebo regulovaný pohyb končatiny alebo časti tela.

KONTRAIINDIKÁCIE:

Ziadne

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- Odporúčame, aby na prvé použitie dohliadol zdravotnícky pracovník.
- Ortézu používajte len po konzultácii so zdravotníckym odborníkom, ak trpíte kožnými ochoreniami, poraneniami, lymfatickými poruchami, neurocickým opuchmi mäkkých tkanív či poruchami krvného obehu alebo citlivosti v postihnutej oblasti.
- Ortéza musí tesne priliehať, ale nesmie obmedziť krvný obeh.
- Ok sa pri používaní tejto pomôcky vyskytne bolesť, opuchnutie, zmena citlivosti alebo iné nezvyčajné reakcie, prestaňte pomôcku používať a okamžite sa obráťte na svojho lekára.
- Nepoužívajte na otvorené rány.
- Ak sa nosí priamo na koži, mala by byť bez poranení, vlhkosti, masťnôt, krémov, gélou alebo podobných zosťatkov.
- Pomôcku nepoužívajte, ak je poškodená alebo ak bolo otvorené balenie.

POZNÁMKA: V prípade závažného incidentu súvisiaceho s používaním tejto pomôcky sa obráťte na výrobcu a príslušný orgán.

INFORMÁCIE O APLIKÁCII:

POZNÁMKA: Dĺžka návleku univerzálného ramenného popruhu sa môže v prípade potreby skrátiť tak, že sa otvorený koniec zahne dovnútra a zaisťí háčkovými a slučkovými uzávermi. Aplikujte podľa nižšieho uvedeného postupu.

- Lakť položte do priehradky popruhu. Zápästie a 3/4 ruky musia byť podopierané v priehradke.
- Ak má popruh slučku na palec, palec môžete vložiť do tejto slučky, aby sa udržavala poloha predlaktia.
- Ramenné popruhy založte na opačné rameno, prevlečte cez krúžok v tvare „D“ a zaisťte. Ruka musí byť mierne nadvihnutá nad lakť.

NÁVOD NA ČISTENIE:

Výstelku perte ručne v teplej vode s jemným mydlom, dôkladne opláchnite.
SUSTE NA VZDUCHU.
POZNÁMKA: Ak výrobok dôkladne neopláchnete, môžu zvyšky mydla spôsobovať podráždenie pokožky a poškodenie materiálu.

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

URČENÉ LEN NA POUŽITIE PRE JEDNÉHO PACIENTA.

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

PROFIL

TILSIGTET BRUGERPROFIL: Den tilsigtede bruger er en autoriseret læge, patienten eller patientens omsorgsperson. Brugeren skal kunne læse og forstå og være fysisk i stand til at udføre anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

TILSIGTET BRUG/INDIKATIONER: Procare Deluxe armsglyng med pude er udviklet til at støtte og immobilisere arm-, skulder og albueled.

VEDELSERGEKABER:

Blødt/halvtøft design, som begrænser bevægelse gennem en elastisk eller halvstiv konstruktion. Immobiliserer eller kontrollerer bevægelse af ekstremiteten eller kropsdelen.

KONTRAIINDIKATIONER:

Ingen.

VARNINGAR OG FORHOLDSREGLER:

- Vi anbefaler, at den første påføring foretages under tilsyn af en sundhedsmedarbejder.
- Støtten må kun anvendes efter rådgivning fra en sundhedsmedarbejder, hvis du lider af hudsygdomme, skader, lymfesygdomme, utydelig kredsløbs- eller sansesygdomme i det berørte område.
- Støtten skal sidde tæt, men må ikke hæmme blodcirkulationen.
- Hvis der opstår smerter, hævelser, sansemæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal du straks indstille brugen af produktet og kontakte lægen.
- Brug ikke produktet over åbne sår.
- Hvis den bruges direkte på huden, må huden ikke have skader, fukt, oljer, cremer,geler eller lignende rester.
- Brug ikke dette produkt, hvis det er beskadiget, og/eller emballagen har været åbnet.

BEMÆRK: Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af, at der opstår en alvorlig hændelse som følge af anvendelsen af dette produkt.

OPLYSNINGER OM ANVENDELSE:

BEMÆRK: Længden på den universelle slyng kan afkortes, hvis nødvendigt, ved at folde den inde indad og sætte den fast med velcrolukningerne. Påset som anvist nedenfor.

- Anbring albuen i slyngens lomme. Håndledet og 3/4 af hånden skal være inde i lommen.
- Hvis slyngen har en tommelfingerstrop, kan tommelfingeren anbringes i stroppen som en hjælp til at holde underarmen oppe.
- Træk remmen over den modsatte skulder gennem D-ringen, og fastgør den. Hånden skal være placeret lidt over albuen.

RENGØRINGSANVISNINGER:

Håndvask foret i varmt vand med mild sæbe, og skyl grundigt.
LUFTTØRRES.
BEMÆRK: Hvis produktet ikke skylles grundigt, kan evt. sæberester forårsage irritation og ødelægge materialet.

GARANTI: DJO, LLC reparerer eller erstatter hele eller en del af produktet samt tilbehør hvad angår fejl i materialer og arbejdsudførelse i en periode på seks måneder fra salgsdatoen.

MÅ KUN BRUGES PÅ ÉN ENKELT PATIENT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

PROFIL

AVSEDD ANVÄNDARE: Den avsedda användaren ska vara en legitimerad läkare, patienten eller patientens vårdare. Användaren ska kunna läsa, förstå och vara fysiskt förmögen att följa alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER: Procare Deluxe-armsglyng med dyna är utformad för att stötja och immobilisera arm-, axel- och armbågsledena.

PRESTANDAEGENSKAPER:

Mjuk/halvtsty konstruktion som begränsar rörelse genom elastisk eller halvsty utformning. Ger immobilisering eller kontrollerad rörelse av lemmen eller kroppsdelen.

KONTRAIINDIKATIONER:

Inga

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Vi rekommenderar att den första applikationen görs under överinseende av sjukvårdspersonal.
- Stödet ska endast användas efter samråd med läkare om du lider av hudsjukdomar, skador, lymfatisks sjukdomar, otydlig mjukvävnadsutvullnad eller cirkulationsstjukdomar eller sensoriska sjukdomar i det drabbade området.
- Stödet ska sitta tätt, men inte så hårt att det hindrar cirkulationen.
- Om smärta, svullnad, ändrade förinimmeligheter eller andra ovanliga reaktioner uppstår medan du använder denna produkt ska du sluta använda den och kontakta läkare omedelbart.
- Använd inte över öppna sår.
- Om det bärs direkt på huden ska huden vara fri från skador, fukt, oljor, krämer, geler eller liknade rester.
- Produkten får inte användas om den är skadad eller defekt och/eller om förpackningen har öppnats.

OBS! Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarig incident inträffar i samband med att denna produkt används.

APPLICERING:

OBS! Universallåsingla kan kortas av för att passa individuella behov genom att man viker in den öppna änden och fäster med kardborrematerialet. Applicera enligt beskrivning nedan.

- Placera armbågen i slingans ficka. Handleden och 3/4 av handen ska ha stöd och befinna sig i fickan.
- Om slingen har en tumögla kan du placera tummen i denna för ytterligare hjälp att hålla underarmen i rätt position.
- Lägg axelremmarna över den andra axeln, för dem igenom D-ringen och fäst. Handen ska ligga något högre än armbågen.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING:

Handvätta fodret i varmt vatten med mild tvål, skölj noga.
LUFTTORKA.
OBS! Om fodret inte sköljs ordentligt kan kvarvarande tvålrester orsaka irritation och försämra materialet.

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vid defekter i material eller utförande i sex månader från försäljningsdatumet.

ENDAST FÖR BRUK AV EN PATIENT.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

PROFIL

KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET: Käyttäjän tulee olla valtuutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen, potilas tai hänen hoitajansa. Käyttäjän pitää pystyä lukemaan, ymmärtämään ja kyetä fyysisesti noudattamaan käyttöohjeiden kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia. i bruksanvisningen.

KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIO: Pehmusteella varustettu Procare Deluxe -kantoiliina on tarkoitettu tukemaan käsivartta, olkapäätä ja kynnärniveliä sekä immobiisoimaan ne.

SUORITUSKYVYMINAISUUDET:

Tuote on mukava pehmeä / puolijykkä tuki, joka on suunniteltu rajoittamaan liikettä joustavan tai puolijyvkän rakenteensa ansiosta. Tuote pitää raajan tai kehonosan paikallaan tai auttaa pitämään sen liikkeet hallinnassa.

KONTRAIINDIKAATIOI:

Ei mitään

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:

- Suosittelemme, että tuki puetaan päälle ensimmäistä kertaa terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa.
- Tukea saa käyttää vasta terveydenhoidon ammattilaisen kanssa käydyin neuvoittelun jälkeen, jos sinulla on ihosairauksia, vammoja, lymfatisia häiriöitä, hoidettavan kohdan pehmytkudoksen epämääräistä turvotusta tai hoidettavan kohdan verenkierto- tai aistihäiriöitä.
- Tuen tulee istua tiiviisti, mutta se ei saa halaita verenkiertoa.
- Lopeta laitteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos tämän laitteen käytön yhteydessä esiintyy kipua, turvotusta, tuntomuutoksia tai muita epätavallisia reaktioita.
- Älä käytä avoahaavojen päällä.
- Jos tuotetta käytetään suoraan iholla, ihon pitää olla ehjä ja vaurioton eikä iholla saa olla kosteuttia, öljyä, rasvaa, geelejä tai vastaavanlaisia jäämiä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut ja/tai jos pakkaus on avattu.

HUOMAUTUS: ota yhteyttä valmistajaan ja toimivaltaiseen viranomaiseen, jos tämän tuotteen käyttö aiheuttaa vakava vaaratilanteen.

KIINNITYSOHJEET:

- HUOMAA:** Yleissopivan kannatusliinan pituutta voidaan tarvittaessa lyhentää taittamalla avoin pää sisään ja kiinnittämällä tarrausliumet. Kiinnitä alla kuvulla tavalla.
- Aseta kynnärpää kannatusliinan taskuun. Rannetta, kämmettä ja sormien tyviä tuetaan taskulla.
 - Jos kannatusliinan taskussa on peukalolenkki, voit asettaa peukalon lenkkiin kynnärvarren asennon ylläpitämiseksi.
 - Vie olkahihnat vastakkaisen olkapään yli, pujota D-renkaan läpi ja kiinnitä. Kämmenen tulisi olla hieman kynnärpään yläpuolella.

PUHDISTUSOHJEET:

Pese vuori käsin lämpimällä vedellä miedossa saippuuliuoksessa ja huuhtelet hyvin.
ANNA KUIVUIA ITSESTÄÄN.
HUOMAA: Jos tuotetta ei huuhdota terusteellisesti, saippuajäämät voivat aiheuttaa ärsytystä ja heikentää materiaalia.

TAUKU: DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteen osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kulussa myyntipäivästä.

VAIN YHDEN POTILAN KÄYTTÖÖN.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

PROFIL

TILTENKT BRUKERPROFIL: Den tiltenkte brukeren skal være lisensiert helsepersonell, pasienten eller pasientens omsorgsperson. Brukeren skal kunne lese, forstå og være fysisk i stand til å utføre anvisningene, advarelsene og forholdsreglene i bruksanvisningen.

TILSIKTE T BRUK / INDIKASJONER: Procare Deluxe-armsglyngen med pute er utviklet til å støtte og mobilisere armen, skulderen og albueleddene.

YTELSEEGENSKAPER:

Myk/halvtstiv utforming for å forhindre bevegelse gjennom elastisk eller halvstiv konstruksjon. Gir immobilisering eller kontrollert bevegelse av ekstremiteten eller kroppsegmentet.

KONTRAIINDIKASJONER:

Ingen

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

- Vi anbefaler at den første bruken gjøres under tilsyn av helsepersonell.
- Støtten skal kun brukes etter samråd med helsepersonell hvis du lider av hudsykdommer, skader, lymfesykdommer, utydelig opphovning av bløtvev eller sirkulasjons- eller sensoriske lidelser i det berørte området.
- Støtten skal sitte tett, men ikke hemme blodsirkulasjonen.
- Hvis det oppstår smerte, hevelse, endring i følelse eller andre uvanlige reaksjoner når du bruker dette produktet, må du slutte å bruke enheten og kontakte helsepersonellet umiddelbart.
- Skal ikke brukes over åpne sår.
- Hvis den brukes direkte på huden, skal huden være fri for skader, fuktighet, oljer, kremer, geler eller lignende rester.
- Ikke bruk enheten hvis den er skadet og/eller emballasjen er åpen.

MERK: Kontakt produsenten og relevant myndighet ved alvorlige hendelser som forekommer på grunn av bruk av denne enheten.

BRUKSANVISNING:

BRUK: Universalfatlets lengde kan tilpasses pasientens anatomi ved å brette den åpne enden om seg selv og deretter feste boreråsen. Bruk fremgangsmåten under for å ta på fatet.

- Plasser albuen i lommen på fatet. Håndledet og ¾ av hånden skal være støttet i lommen.
- Hvis fatet har en tommeløkke, kan du plassere tommelen i løkken for å bidra til å opprettholde underarmens posisjon.
- Før skulderstroppen over motsatt skulder, gjennom D-ringen og fest den. Hånden skal være noe høyere enn albuen.

RENGØRING:

Håndvask foringen i varmt vann med mild såpe. Skyll grundig.
LUFTTØRKES.
MERK: Hvis produktet ikke skylles grundig nok, kan såperester forårsake irritasjon og forringelse av materialet.

GARANTI:

DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av produktet og tilbehøret i seks måneder fra salgsstidpunktet ved materialdefekter eller produksjonsfeil.

KUN TIL BRUK PÅ ÉN PASIENT.

简体中文

使用本器械之前，请仔细完整地阅读下列使用说明。正确的应用对器械发挥正常功能非常重要。

PROFIL

预期用户应为持证专业医护人员、患者或患者的照护者。用户应能够阅读、理解并在身体上有能力执行使用信息中提供的指示、警告和注意事项。

用途/适应症: 带衬垫的 PROCARE 高级臂悬带设计用于支持和固定手臂、肩部和肘部关节。

性能特点:

采用软性/半刚性设计，通过弹性或半刚性结构限制活动。固定肢体或身体部位，或控制肢体或身体部位的活动。

禁忌症:

无

警告及注意事项

- 我们建议在 医护专业人士 监督下进行首次申请。
 - 如果您患有皮肤病、身体有伤、患有淋巴疾病、软组织模糊肿胀或受影响部位的循环或感知存在障碍，应在咨询医疗保健专业人员后使用。
 - 支具应贴紧治疗部位，但以不影响局部血液循环为宜。
 - 如果在 使用本产品 的过程中出现疼痛、肿胀、感觉异痒或其他异常反应，请停止使用并立即联系您的医生。
 - 切勿在开放 性伤口上使用。
 - 直接接触 皮肤穿戴时，皮肤必须完好无损，且表面不能有 水分、油、乳霜、凝胶或类似残留物。
 - 如果器械已损坏且/或包装已打开，切勿使用。
- 注意：** 对于因使用此器械而出现的严重事故，请联系 制造商和主管部门。

使用说明:

注：如有需要，通用手臂吊带套长度可通过将翻开的部分自行折叠到内面并固定挂钩与闭环来缩短长度。按如下说明使用。

- 将肘部放入吊带上的袋中。手腕及手的 3/4 应受到口袋的支托。
- 如果您的吊带套有拇指环，您可以将拇指放入环中以保持前臂姿势。
- 使肩带跨过对侧肩膀，穿过 D 形环并固定。手应略高于肘部。

清洗说明:

注：在温水中使用温和肥皂手洗并彻底漂洗干净。晾干。**注：**如没有彻底漂洗干净，残留的肥皂可能产生刺激性和变质的物质。

- 保证:** 自购买之日起六个月内，如果出现材料或工艺方面的缺陷，DJO, LLC 将完整或部分地维修或更换设备及其附件。
- 仅限单个病人使用。**

清淨手順:

低刺激性洗剤を溶かした温水で裏地を手洗いし、よくすすぎます。空気乾燥させてください。**注記：**よくすすがないと、洗剤が残って皮膚の炎症や製品素材の劣化につながる可能性があります。

保証: DJO, LLC は、材料や工程の瑕疵に対しては、購入年月日から6ヶ月間に限りユニットおよび付属品のすべてまたは一部を修理あるいは交換します。

1人の患者にのみ使用してください。

日本語

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお読みください。本製品が適正に機能するためには正しい使用法が不可欠です。

PROFIL

対象ユーザープロフィール：対象ユーザーは、許認可を受けた医療従事者、患者、患者の看護人となります。ユーザーは、取扱方法に記載の指示、警告および注意事項をすべて読み、理解した上で身体的に実行できる必要があります。

適応: PROCARE デラックス腕用スリング（パッド付）は、腕、肩、肘の関節をサポートし、固定するように設計されています。

性能特性:

弾性または半剛性構造によって動きを制限するように設計されたソフトグッズ/半剛体。手足または体の一部の固定または制御された動きを提供します。

禁忌:

なし

警告および注意:

- 初めての装着は、医療従事者の監督下で行うことをお勧めします。
 - このサポートは、皮膚疾患、怪我、リンパ系疾患、不明瞭な軟部組織の腫れ、患部の循環障害や感覚障害などがある場合は、医療専門家に相談してから使用してください。
 - サポートはぴったりとつきます。ただし、血行を阻害するほどきつくしないでください。
 - 本製品の使用中に疼痛、腫れ、感覚の変化、またはその他の異常反応を感じた場合は、使用を中止し、直ちに医療専門家に連絡してください。
 - 開放創には使用しないでください。
 - 直接皮膚に当てる場合は、皮膚面にジェル、類似品の残留がないようにしてください。
 - 破損しないよう、パッケージが開いている場合は、本装置を使用しないでください。
- 注記:**