

POLSKI
PRZED UŻYCIEM WYROBU PROSZĘ PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE PONIŻSZE INSTRUKCJE. PRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE JEST NIEZBEĐNE DLA ODPowiedNIEGO DZIAŁANIA WYROBU.

PROFIL UŻYTKOWNIKA
Użytkownikiem powinien być licencjonowany specjalista medycyny, pacjent, opiekun pacjenta lub pomagający członek rodziny.
Użytkownik powinien być w stanie przeczytać, zrozumieć oraz mieć fizyczną możliwość stosowania się do wszystkich wskazań, uwag i ostrzeżeń zawartych w informacjach dotyczących użytkowania.

ZASTOSOWANIE/WSKAZANIA

- Łagodzi ból w okolicy palców stóp.
- Zmniejszy nacisk na palce stóp i śródstopie.
- Pomaga utrzymać palce stóp w odpowiedniej pozycji.

Charakterystyka działania: Łagodna ochrona kończyn lub części ciała przeznaczona w trakcie intensywnej i profilaktycznej (prewencyjnej) opieki.

PRZECIwwSKAZANIA

- W przypadku następujących schorzeń, przed użyciem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem: dna moczanowa, choroba tętnic obwodowych lub zaburzenia krążenia krwi, choroby reumatyczne, nadwrażliwość na nacisk, zapalenie stawów, polineuropatia lub obrzęk tkanek miękkich.
- Nie należy używać tego wyrobu w przypadku chorób skóry lub urazów w obrębie zmienionego obszaru ciała.
- W przypadku wszelkich znanych alergii na materiały stosowane w wyrobach medycznych.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Produkt jest przeznaczony do stosowania tylko przez jednego pacjenta.
Produkt musi być noszony bezpośrednio na skórze.
Nie należy nakładać żadnych balsamów ani maści na część ciała zastosowaną opisywanym wyrobem.
W przypadku wystąpienia bólu, obrzęku, zmian w czuciu lub innych nietypowych reakcji podczas stosowania tego produktu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Uwaga: W przypadku poważnego incydentu wynikającego z użytkowania tego wyrobu należy skontaktować się z producentem i właściwym organem.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Nakładać na czystą i suchą skórę.
Przymocować poduszkę do drugiego lub trzeciego palca stopy za pomocą pierścienia.
Oznaczenia różnią się między lewą (L) i prawą® stopą.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA
Prać ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
Nie wybielać. Dokładnie wyptukać. Suszyć na powietrzu. Nie suszyć w pralce. Nie czyścić chemicznie. Nie pocierać.
W razie konieczności posypać proszkiem.

SKŁAD
SEBS (kopolimery styren-etylen/butylen-styren), talk, naturalny aromat mentolu

LATEX
NIE WYKONANE Z NATURALNEGO GUMOWEGO LATEKSU

GWARANCJA
DJO, LLC naprawi lub wymieni całość lub część urządzenia i jego akcesoriów w przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych w okresie sześciu miesięcy od daty sprzedaży.
Postanowienia lokalnych przepisów mają zastosowanie w zakresie, w jakim warunki niniejszej gwarancji są niezgodne z takimi przepisami.

DANSK
LÆS VENLIGST DE FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU BRUGER ENHEDEN. DEN KORREKTE ANVENDELSE ER VIGTIG FOR AT ENHEDEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUGERPROFIL
Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten, patientens omsorgsperson eller et familiemedlem, der yder bistand.
Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre alle anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

TILTÆNKT BRUG/INDIKATIONER

- Hjælper til at nedsætte smerter i tåområdet.
- Hjælper til at nedsætte tryk på tærne og metatarsaldele.
- Hjælper til at holde tærne i en god position.

Karakteristika: Let beskyttelse af kropsdelen for akut og profylaktisk (forebyggende) pleje.

KONTRAINDIKATIONER

- Hvis du har følgende sygdomme, bedes du konsultere en læge, inden brug af enheden: Podagraanfald, perifer arteriel sygdom eller dårligt blodcirkulation, reumatiske sygdomme, hyperfølsomhed over for tryk, gigt i grundled, polyneuropati eller hævelse i det bløde væv.
- Anvend ikke denne enhed, hvis du har hudsygdomme eller kvæstelser i den berørte kropsdel.
- Kendte allergier over for materialer i medicinske enheder.

ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER
Dette produkt er tiltænkt til brug på en enkelt patient.
Skuddet skal bæres direkte på huden.
Påfør ikke lotioner eller creme på den relevante kropsdel, mens du bærer stødet.
Hvis der ved anvendelse af produktet opstår smerter, hævelse, følelsesløshed forandringer eller nogen som helst usædvanlige reaktioner, skal lægen straks kontaktes.
Bemærk: Kontakt tilleverkaren og behørig myndighed ved allvortig hændelse som opstår på grund af anvendningen av detta stødet.

ANVENDELSESANVISNINGER
Applcira på ren og tørt hud.
Fastgør puden på den anden eller tredje tå med ringen.
Bogstaverne skelner mellem venstre (L) og højre® fod.

RENGØRINGSANVISNINGER
Handtvätt i varmt vatten med mildt vaskemiddel.
Brug ikke blegemidler. Skyl grundigt med vand.
Skal lufttørres. Må ikke maskintørres. Må ikke tørreses. Må ikke gnides.
Tilfær pulver, om nødvendigt.

SAMMENSÆTNING
SEBS (Styren-ethylene-butylen-styren), talkumpulver, naturlig mentolduft

LATEX
IKKE FREMSTILLET MED NATURLIG GUMMI LATEX

GARANTI
DJO, LLC vil reparere eller udskifte hele enheden eller dele af enheden samt tilbehør ved materielle eller fabrikmæssige fejl i en periode på seks måneder fra købsdatoen.
I tilfælde af, at denne garantis vilkår og betingelser afviger fra de lokale bestemmelser, gælder de lokale bestemmelser.

SVENSKA
LÅS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT ANVÄNDNING ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR ATT PRODUKTEN SKA FUNGERA SOM AVSETT.

AVSEDD ANVÄNDARPROFIL
Produkten är avsedd att användas av en legitimerad läkare eller sjuksköterska, patienten, patientens vårdgivare eller en familjemedlem som hjälper till.
Användaren ska kunna läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att efterleva alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER

- Hjälper till att lindra smärta i tåområdet.
- Hjälper till att minska trycket på tårna och metatarsalhuden.
- Hjälper till att hålla tårna i en bra position.

Egenskaper: Ger mild skydd av lemmen för akut och förebyggande vård.

KONTRAINDIKATIONER

- Kontakta din läkare innan du använder skyddet vid följande diagnoser: gikt, perifer arteriell sjukdom eller nedsatt blodcirkulation, reumatiska sjukdomar, reumasairaudet, yllherkkyys paineelle, tyvinivelen tulehdus, polyneuropatia tai pehmytkudoksen turvotus.
- Älä käytä tätä laitetta, jos sinulla on ihosairauksia tai vammoja kehonosassa, jossa vaiva on.
- Allergiat lääkinallisten laitteiden materiaaleille.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Skuddet är avsett att användas på endast en patient.
Skuddet skall bäras direkt på huden.
Applcira inga lotioner eller salvor på den drabbade delen av kroppen när du bär stødet.
Om smärta, svullnad, förändringar i känsel eller andra ovanliga reaktioner uppstår vid användningen av denna produkt, ska du omedelbart kontakta en läkare.
Obs: Kontakta tillverkaren och behørig myndighet vid allvortig händelse som uppstår på grund av användningen av detta stødet.

INSTRUKTIONER FÖR APPLICERING
Påför på ren og tørr hud.
Sakra kudden till den andra eller tredje tån med ringen.
Bokstäverna skiljer sig mellan vänster (L) och höger® fot.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
Händtvask i varmt lämpmällä vedellä ja miedollä pesuaineellä.
Älä valkaise. Huuetele huulellisesti. Anna kuivua itsestään.
Älä kuivata koneessa. Älä kuivapese. Älä hankaa.
Sirottele tarvittaessa talkkia.

SAMMANSÄTTNING
SEBS (styren-eten-buten-styren), talkpulver, naturlig mentol arom

LATEX
EJ TILLVERKAD AV NATURGUMMI (LATEX)

GARANTI
DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vid defekter i material och tillverkning under en period på sex månader från försäljningsdatum.
Om garantins villkor är i strid med lokala bestämmelser ska de lokala bestämmelserna gälla.

SUOMI
LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEANLAISEN KIINNITYS ON ErittÄIN TÄrKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALLA.

KÄYTTÄJÄPROFIILI
Den tiltenkte brukeren bør være en lisensiert medisinsk fagperson, pasienten, pasientens pleier eller et familiemedlem som yter hjelp.
Brukeren skal kunne lese, forstå og være fysisk i stand til å utføre alle instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler gitt i informasjon for bruk.

KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIOI

- Auttaa lievittämään kipua varpaan alueella.
- Auttaa vähentämään painetta varpaissa ja jalkapöydän yläosassa.
- Auttaa pitämään varpaat hyvässä asennossa.

Tuotteen toiminnan kuvaus: Luo kevyen suojan raajaan tai kehonosaan akuuttia ja profylaktista (ennaltaehkäisevää) hoitoa varten.

KONTRAINDIKAATIOI

- Jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista, ota yhteyttä lääkäriin ennen laitteen käyttöä: kihtihohtaus, ääreisävalmistairaus tai heikentynyt verenkierto, reumasairaudet, yllherkkyys paineelle, tyvinivelen tulehdus, polyneuropatia tai pehmytkudoksen turvotus.
- Älä käytä tätä laitetta, jos sinulla on ihosairauksia tai vammoja kehonosassa, jossa vaiva on.
- Allergiat allergier mot medisinsk utstyr.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET
Tuote on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön.
Tuotetta on käytettävä suoraan iholla.
Älä levitä voiteita tai salvoja kehonosaan, jossa on tuki.
Jos tuotetta käytettäessä ilmenee kipua, turvotusta, muutoksia tuntoaisteissa tai muita epätavallisia reaktioita, ota heti yhteyttä lääkäriin.
Huomaa: Jos laitteen käytöstä aiheutuu vakava vaaratilanne, ota yhteyttä valmistajaan ja toimivaltaiseen viranomaiseen.

PUKEMISOHJEET
Käytä puhtaalla ja kuivalla iholla.
Kiinnitä tiyngy toiseen tai kolmanteen varpaaseen renkaalla.
Kirjaimia käytetään erottamaan vasen (L) ja oikea® jalka.

PESUOHJEET
Pese käsin lämpimällä vedellä ja miedollä pesuaineellä.
Älä valkaise. Huuetele huulellisesti. Anna kuivua itsestään.
Älä kuivata koneessa. Älä kuivapese. Älä hankaa.
Sirottele tarvittaessa talkkia.

KOOSTUMUS
SEBS (styreeni-eteeni-butyleenistyreeni), talkkijahuhe, mentoloin luontainen aromi

LATEX
VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA

TAKUUN
DJO, LLC korjaa tai vaihtaa tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet, joissa on materiaali- tai valmistusvikkoja, kuuden kuukauden aikana myyntipäivästä.
Mikäli tämän takuun ehdot eivät ole uhdenmukaisia paikallismäärysten kanssa, kyseiset paikallismäärysten ehdot ovat voimassa.

NORSK
FØR DU BRUKER ENHETEN, VENNLIIGST LES NØYE GJENNOM FØLGENDE INSTRUKSJONER. KORREKT BRUK ER AVGJØRENDE FOR RIKTIG FUNKSJON AV ENHETEN.

TILSIKTET BRUKERPROFIL
Den tiltenkte brukeren bør være en lisensiert medisinsk fagperson, pasienten, pasientens pleier eller et familiær medlem som yter hjelp.
Brukeren skal kunne lese, forstå og være fysisk i stand til å utføre alle instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler gitt i informasjon for bruk.

TILTENKT BRUK/ANVISNINGER

- Hjælper med å lindre smerter i tåområdet.
- Bidrar til å redusere trykket på tærne og metatarsalhodene.
- Hjælper med å holde tærne i god posisjon.

Egenskaper: Gir mild beskyttelse av lemmet eller kroppsegmentet for akutt og profylaktisk (forebyggende) pleie.

KONTRAINDIKASJONER

- Hvis du lider av noen av de følgende tilstandene, må du kontakte lege før du bruker produktet: Urinsyregikt, perifer arteriell sykdom eller nedsatt blodsirkulasjon, revmatiske sykdommer, overfølsomhet for trykk, grunnleddgikt, polyneuropati eller hevelse i bløtvev.
- Ikke bruk dette produktet hvis du har hudsykdommer eller skader i det berørte kroppsdelen.
- Kjente allergier mot medisinsk utstyr.

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER
Produktet er kun beregnet for bruk av én pasient.
Produktet må brukes direkte på huden.
Ikke bruk kremer eller salvor på den relevante kroppsdelen mens du bruker støtten.
Hvis det oppstår smerter eller hevelse, dersom følelsen du har når du bruker enheten endrer seg, eller du får andre uvanlige reaksjoner når du bruker produktet, bør du umiddelbart kontakte lege.
Kontakt produsent og kompetent myndighet dersom det skulle oppstå en alvorlig hendelse som følge av bruk av denne enheten.

BRUKSANVISNING
Påfør på ren og tørr hud.
Fest puten til andre eller tredje tå med ringen.
Bokstavene skiller mellom venstre (L) og højre® fot.

INSTRUKSJONER FOR RENGJØING
Händvask i varmt vann med mildt vaskemiddel.
Skal ikke blekes. Skylltes godt. Lufttørkes.
Skal ikke tørkes i trommel. Skal ikke renses. Må ikke gnis.
Bruk pudder om nødvendig.

SAMMENSETNING
SEBS (styren-etylen-butylen-styren), Talkumpulver, Naturlig Mentol-Aroma

LATEX
INNEHOLDER IKKE NATURGUMMILATEKS

GARANTI
DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør ved defekter på materialer- eller kvalitet i seks måneder fra salgsdato.
I den grad vilkårene i denne garantien er i strid med lokale forskrifter, vil bestemmelsene i slike lokale forskrifter gjelde.

PORTUGUÊS
ANTES DE USAR O DISPOSITIVO, LEIA CUIDADOSAMENTE AS SEGUINTEs INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRETA É ESSENCIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO.

PERFIL DO UTILIZADOR PREVISTO
O utilizador previsto deve ser um profissional de saúde autorizado, o paciente, o cuidador do paciente ou um familiar que preste assistência.
O utilizador deve conseguir ler, compreender e ser fisicamente capaz de respeitar todas as instruções, avisos e advertências indicadas nas informações de utilização.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES

- Ajuda a aliviar a dor na zona do dedo.
- Ajuda a reduzir a pressão nos dedos e nas cabeças metatarsais.
- Ajuda a manter os dedos numa boa posição.

Características de desempenho: Oferece uma ligeira proteção do membro ou parte do corpo para um cuidado intensivo e profilático (preventivo).

CONTRAINDICAÇÕES

- Se tiver uma das seguintes patologias, consulte o seu médico antes utilizar o dispositivo: ataques de gota, doença arterial periférica ou circulação sanguínea eficiente, doenças reumáticas, hipersensibilidade à pressão, artrite na articulação de base, polineuropatia ou inchaço dos tecidos moles.
- Não utilize este dispositivo se tiver doenças ou lesões cutâneas na zona afetada do corpo.
- Quaisquer alergias conhecidas aos materiais dos dispositivos médicos.

AVISOS E PRECAUÇÕES
O produto destina-se a ser utilizado por um único paciente.
O produto foi concebido para ser usado diretamente sobre a pele.

Não aplique nenhum creme ou pomada na parte relevante do corpo enquanto usar o suporte.
Em caso de dor, inchaço, mudanças de sensibilidade ou qualquer reação anormal durante a utilização deste produto, consulte imediatamente o seu profissional médico.
Nota: Entre em contacto com o fabricante e com a autoridade competente em caso de acidente grave decorrente da utilização deste dispositivo.

INSTRUÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO
Aplicar numa pele limpa e seca.
Prender a almofada ao segundo ou terceiro dedo do pé com o anel.
As letras distinguem o pé esquerdo (L) do pé direito®.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
Lavar à mão com água morna e detergente suave.
Não usar lixívia. Enxaguar cuidadosamente. Secar ao ar.
Não secar na máquina. Não limpar a seco. Não esfregar.
Pode colocar pó, se necessário.

COMPOSIÇÃO
SEBS (Estireno-etileno-butileno-estireno), pó de Talco, aroma natural a mentol

LATEX
NÃO COMPOSTO POR LÁTEX DE BORRACHA NATURAL

GARANTIA
A DJO, LLC reparará ou substituirá toda ou parte da unidade e dos seus acessórios em caso de defeitos de material ou de fabrico por um período de seis meses a partir da data de venda.
Na medida em que os termos desta garantia sejam inconsistentes com os regulamentos locais, serão aplicadas as disposições desses regulamentos locais.

日本語
本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお読みください。本製品が適正に機能するためには正しい使用方法が不可欠です。

本機の使用
本機の使用は、患者、患者の介護者または家族以外の方は本機を使用いただけません。
本機の使用は本機の使用方法に関するすべての指示事項、警告、注意事項を読んで理解し、これらに従ってください。

使用目的/適応症

- 足の指周部の痛みを和らげます。
- 足の指と中足骨頭部の間の圧迫感を軽減します。
- 足の指を適切な位置に保持します。

パフォーマンス特性:急性および予防(予防)ケアのために、手足または体の部分を穏やかに保護します。

禁忌事項

- 次の場合は、デバイスを使用する前に医師に相談して下さい:痛風発作、末梢動脈疾患または血液循環障害、リウマチ性疾患、圧力に対する過敏症、ペース関節炎、多発神経障害または軟部組織腫脹。
- 身体の患部に皮膚の病気や怪我がある場合は、本製品を使用しないで下さい。
- 医療機器材料に対する既知アレルギー。

警告及び注意
この製品は、患者一人の使用のみを目的としています。
製品は肌に直接着用して下さい。
サポートを着用している間、ローションや軟膏を体の関連部分に塗布しないで下さい。
この製品の使用中に痛み、腫れ、感覚の変化またはその他の異常な反応が発生した場合は、直ちに医療専門家に連絡して下さい。
注:本器具の使用により重大な事故が発生した場合は、製造元及び所管官庁にお問い合わせ下さい。

使用手順
清潔で乾燥した状態の皮膚に適用してください。
クッションを第2指または第3指にリングで固定してください。
LとRの文字はそれぞれ左と右を示します。

한국말
장치를 사용하기 전에 다음 지침을 전부 주의 깊게 읽어 주십시오. 장치가 제대로 작동하려면 올바른 적용이 매우 중요합니다.

타겟 사용자 프로필
타겟 사용자는 공인 의료 전문가, 환자, 환자의 간병인 또는 가족 간호조야아 합니다.
사용자는 사용 정보에 제공된 모든 지시, 경고 및 주의사항을 읽고 이해하고 실제로 수행할 능력이 있어야 합니다.

용도/적용증

- 발가락 부위의 통증을 완화하는 데 도움이 됩니다.
- 발가락과 중족골두의 압력을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 발가락을 좋은 자세로 유지하는 데 도움이 됩니다.

성능 특성: 급성 또는 예방(방지) 치료를 위해 사지 또는 신체 부위를 부드럽게 보호

사용 금지 사유

- 다음 질환이 있는 경우 장치를 사용하기 전에 의사와 상의하십시오: 통풍 발작, 말초 동맥 질환 또는 혈액 순환 저하, 류마티스성 질병, 압력 과민증, 기관질염, 다발신경병 또는 연조직 팽창.
- 해당 신체 부위에 피부병이나 상처가 있는 경우 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 의료 장치의 소재에 대한 알려진 알레르기

경고 및 주의 사항
제품을 환자 한 명에만 사용해야 합니다.
제품이 피부에 직접 닿게 착용해야 합니다.
소프트 착용 중에는 신체의 해당 부위에 로션이나 연고를 바르지 마십시오.
이 제품을 사용하는 동안 통증, 부기, 감각 변화 또는 다른 비정상적인 반응이 발생할 경우 즉시 의료 전문가에게 문의해야 합니다.
참고: 이 장치를 사용함으로 인해 심각한 사고가 발생할 경우 제조업체 및 관련 당국에 연락하십시오.

사용 지침
피부를 깨끗이 하고 말리는데 사용됩니다.
고리로 두 번째 또는 세 번째 발가락에 쿠션을 고정합니다.
왼쪽(L) 및 오른쪽(R) 발을 글자로 구분합니다.

청소 방법
순한 세정제와 함께 따뜻한 물로 손을 씻으십시오.
표백하지 마십시오. 깨끗이 행구하십시오. 자연 건조하십시오. 기계 건조를 하지 마십시오. 드라이클리닝을 하지 마십시오.
문지르지 마십시오.
필요하면 파우더를 바르십시오.

성분
SEBS (Styrene-ethylene-butylene-styrene; 스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌), 탭캄파우더, 천연 멘톨, 아로마 트올 나츠히럴아로마

LATEX
천연 고무 라텍스로 만들지 않음

WARRANTY
DJO, LLC는 판매일로부터 6개월 동안 재료 또는 제작상의 결함이 있을 경우 장치와 그 부품품 일체 또는 일부를 수리하거나 교체해 드립니다. 본 품질보증의 조건이 지역 규정과 일치하지 않을 경우 해당 지역 규정의 조항이 적용됩니다.

<p>13-4832 REV. C - 2021.10.27</p>	<p>USA Carlsbad, CA 92010</p>	<p>Germany 30715 Hannover Schnitzbehn 41</p>
<p>010 France SAS 3, rue de Béhère 6690 Mougères</p>	<p>FRANCE Carlsbad, CA 92010</p>	<p>USA Carlsbad, CA 92010</p>
<p>DJO LLC 5919 Sora Plaza</p>	<p>DJO LLC 5919 Sora Plaza</p>	<p>DJO LLC 5919 Sora Plaza</p>
<p>EC REP</p>	<p>EC REP</p>	<p>EC REP</p>
<p>MD</p>	<p>CC</p>	<p>IT</p>
<p>IT</p>	<p>IT</p>	<p>IT</p>

오디/적용증

- 발가락 부위의 통증을 완화하는 데 도움이 됩니다.
- 발가락과 중족골두의 압력을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 발가락을 좋은 자세로 유지하는 데 도움이 됩니다.

성능 특성: 급성 또는 예방(방지) 치료를 위해 사지 또는 신체 부위를 부드럽게 보호

사용 금지 사유

- 다음 질환이 있는 경우 장치를 사용하기 전에 의사와 상의하십시오: 통풍 발작, 말초 동맥 질환 또는 혈액 순환 저하, 류마티스성 질병, 압력 과민증, 기관질염, 다발신경병 또는 연조직 팽창.
- 해당 신체 부위에 피부병이나 상처가 있는 경우 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 의료 장치의 소재에 대한 알려진 알레르기

경고 및 주의 사항
제품을 환자 한 명에만 사용해야 합니다.
제품이 피부에 직접 닿게 착용해야 합니다.
소프트 착용 중에는 신체의 해당 부위에 로션이나 연고를 바르지 마십시오.
이 제품을 사용하는 동안 통증, 부기, 감각 변화 또는 다른 비정상적인 반응이 발생할 경우 즉시 의료 전문가에게 문의해야 합니다.
참고: 이 장치를 사용함으로 인해 심각한 사고가 발생할 경우 제조업체 및 관련 당국에 연락하십시오.

사용 지침
피부를 깨끗이 하고 말리는데 사용됩니다.
고리로 두 번째 또는 세 번째 발가락에 쿠션을 고정합니다.
왼쪽(L) 및 오른쪽(R) 발을 글자로 구분합니다.

오디/적용증

- 발가락 부위의 통증을 완화하는 데 도움이 됩니다.
- 발가락과 중족골두의 압력을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 발가락을 좋은 자세로 유지하는 데 도움이 됩니다.

성능 특성: 급성 또는 예방(방지) 치료를 위해 사지 또는 신체 부위를 부드럽게 보호

사용 금지 사유

- 다음 질환이 있는 경우 장치를 사용하기 전에 의사와 상의하십시오: 통풍 발작, 말초 동맥 질환 또는 혈액 순환 저하, 류마티스성 질병, 압력 과민증, 기관질염, 다발신경병 또는 연조직 팽창.
- 해당 신체 부위에 피부병이나 상처가 있는 경우 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 의료 장치의 소재에 대한 알려진 알레르기

경고 및 주의 사항
제품을 환자 한 명에만 사용해야 합니다.
제품이 피부에 직접 닿게 착용해야 합니다.
소프트 착용 중에는 신체의 해당 부위에 로션이나 연고를 바르지 마십시오.
이 제품을 사용하는 동안 통증, 부기, 감각 변화 또는 다른 비정상적인 반응이 발생할 경우 즉시 의료 전문가에게 문의해야 합니다.
참고: 이 장치를 사용함으로 인해 심각한 사고가 발생할 경우 제조업체 및 관련 당국에 연락하십시오.

사용 지침
피부를 깨끗이 하고 말리는데 사용됩니다.
고리로 두 번째 또는 세 번째 발가락에 쿠션을 고정합니다.
왼쪽(L) 및 오른쪽(R) 발을 글자로 구분합니다.

오디/적용증

- 발가락 부위의 통증을 완화하는 데 도움이 됩니다.
- 발가락과 중족골두의 압력을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 발가락을 좋은 자세로 유지하는 데 도움이 됩니다.

성능 특성: 급성 또는 예방(방지) 치료를 위해 사지 또는 신체 부위를 부드럽게 보호

사용 금지 사유

- 다음 질환이 있는 경우 장치를 사용하기 전에 의사와 상의하십시오: 통풍 발작, 말초 동맥 질환 또는 혈액 순환 저하, 류마티스성 질병, 압력 과민증, 기관질염, 다발신경병 또는 연조직 팽창.
- 해당 신체 부위에 피부병이나 상처가 있는 경우 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 의료 장치의 소재에 대한 알려진 알레르기

경고 및 주의 사항
제품을 환자 한 명에만 사용해야 합니다.
제품이 피부에 직접 닿게 착용해야 합니다.
소프트 착용 중에는 신체의 해당 부위에 로션이나 연고를 바르지 마십시오.
이 제품을 사용하는 동안 통증, 부기, 감각 변화 또는 다른 비정상적인 반응이 발생할 경우 즉시 의료 전문가에게 문의해야 합니다.
참고: 이 장치를 사용함으로 인해 심각한 사고가 발생할 경우 제조업체 및 관련 당국에 연락하십시오.

사용 지침
피부를 깨끗이 하고 말리는데 사용됩니다.
고리로 두 번째 또는 세 번째 발가락에 쿠션을 고정합니다.
왼쪽(L) 및 오른쪽(R) 발을 글자로 구분합니다.

오디/적용증

- 발가락 부위의 통증을 완화하는 데 도움이 됩니다.
- 발가락과 중족골두의 압력을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 발가락을 좋은 자세로 유지하는 데 도움이 됩니다.

성능 특성: 급성 또는 예방(방지) 치료를 위해 사지 또는 신체 부위를 부드럽게 보호

사용 금지 사유

- 다음 질환이 있는 경우 장치를 사용하기 전에 의사와 상의하십시오: 통풍 발작, 말초 동맥 질환 또는 혈액 순환 저하, 류마티스성 질병, 압력 과민증, 기관질염, 다발신경병 또는 연조직 팽창.
- 해당 신체 부위에 피부병이나 상처가 있는 경우 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 의료 장치의 소재에 대한 알려진 알레르기

경고 및 주의 사항
제품을 환자 한 명에만 사용해야 합니다.
제품이 피부에 직접 닿게 착용해야 합니다.
소프트 착용 중에는 신체의 해당 부위에 로션이나 연고를 바르지 마십시오.
이 제품을 사용하는 동안 통증, 부기, 감각 변화 또는 다른 비정상적인 반응이 발생할 경우 즉시 의료 전문가에게 문의해야 합니다.
참고: 이 장치를 사용함으로 인해 심각한 사고가 발생할 경우 제조업체 및 관련 당국에 연락하십시오.