

ORTHOPÄDIETECHNIK  
PRODUKT-INFORMATION  
FÜR ARZT UND FACHHANDEL

**DONJOY**<sup>®</sup>

Das Glück liegt in deiner Hand!  
Die neue Linie von DJO



 **DJO**<sup>®</sup>

# Die neue Linie in der Hand- & Unterarmversorgung

„Der Mensch ist das klügste aller Wesen, weil er Hände hat.“

Anaxagoras

Die neue Linie der Hand- & Unterarmversorgung von DJO unterstützt bei diversen Krankheitsbildern die Therapie der Hand.

Wir freuen uns, Ihnen diese vorstellen zu dürfen. Denn nicht nur der Mensch entwickelt sich weiter, auch DJO!

## Wussten Sie schon?

Die Evolution des Menschen ist eine Anpassungsgeschichte. Anaxogaras bemerkte früh, dass der Mensch über ein wunderbares „Instrument“ zur Fortentwicklung verfügt. Dieses „Instrument“ gewinnt an Bedeutung, wenn wir uns die Evolutionsgeschichte des Menschen in Erinnerung rufen. Diese wäre ohne die Hände undenkbar. Die Hand ist in ihrer Funktion einzigartig. Was einerseits ein Wunderwerk der Natur ist, ist auch anfällig für Krankheiten.

## Neue Linie:

### 7 Orthesen auf einen Streich!

Mit den 7 Modellen deckt die neue DJO Linie viele Indikationen in der Finger-, Hand- und Unterarmversorgung ab!

## Funktion und Form werden Eins!

Die roten Elemente ziehen sich durch wie ein roter Faden!

## Innovative Materialien

Wir haben uns auf die Fahne geschrieben: Komfort, Leichtigkeit und Atmungsaktivität – das alles um eine optimale Patientenzufriedenheit zu gewährleisten!

Folgende Symbole geben Ihnen weitere hilfreiche Infos zu den einzelnen Modellen:



Dieses Produkt ist für die Notfallversorgung geeignet.



Dieses Produkt ist auch für Kinder erhältlich.

## 7 Orthesen auf einen Streich!

### ManuForm™

HMV-Nr: 23.07.02.4xxx



### ManuForm+™

HMV-Nr: 23.07.02.2xxx



### DigiForm™

HMV-Nr: 23.07.01.0xxx



### DigiForm+™

HMV-Nr: 23.07.02.1xxx



### CarpaForm™

HMV-Nr: 23.07.02.0xxx



### RhizoForm™

HMV-Nr: 23.07.01.1xxx



### ErgoForm™

HMV-Nr: 23.07.01.1xxx





# ManuForm™

Handgelenkorthese

HMV-Nummer: 23.07.02.4xxx

## Indikationen:

- Verstauchungen und Zerrungen des Handgelenks
- Tendinopathie, Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

## Mit einer Hand anlegbar


Knopf verhindert das Herausrutschen des Gurtes aus der Schnalle

## 3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität

## 104 g: Extrem leicht am Arm zu tragen



Wabengewebe für Komfort und Atmungsaktivität



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks



Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ManuForm™	11–14 cm	Links	Ped/XS	82-96250
ManuForm™	14–16 cm	Links	S	82-96252
ManuForm™	16–19 cm	Links	M	82-96253
ManuForm™	19–21 cm	Links	L	82-96254
ManuForm™	21–24 cm	Links	XL	82-96255
ManuForm™	11–14 cm	Rechts	Ped/XS	82-96260
ManuForm™	14–16 cm	Rechts	S	82-96262
ManuForm™	16–19 cm	Rechts	M	82-96263
ManuForm™	19–21 cm	Rechts	L	82-96264
ManuForm™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96265





# ManuForm+

Handgelenkorthese mit Daumeneinschluss

HMV-Nummer: 23.07.02.2xxx

## Indikationen:


- Verstauchungen und Zerrungen
- Tendinopathie
- Rhizarthrose
- Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

Mit einer Hand anlegbar

2 dorsale Schienen

3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität

116 g: Extrem leicht am Arm zu tragen



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ManuForm+™	11–14 cm	Links	Ped/XS	82-96270
ManuForm+™	14–16 cm	Links	S	82-96272
ManuForm+™	16–19 cm	Links	M	82-96273
ManuForm+™	19–21 cm	Links	L	82-96274
ManuForm+™	21–24 cm	Links	XL	82-96275
ManuForm+™	11–14 cm	Rechts	Ped/XS	82-96280
ManuForm+™	14–16 cm	Rechts	S	82-96282
ManuForm+™	16–19 cm	Rechts	M	82-96283
ManuForm+™	19–21 cm	Rechts	L	82-96284
ManuForm+™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96285



# DigiForm™

Fingerorthese

HMV-Nummer: 23.07.01.0xxx

## Indikationen:

- Verstauchungen des Fingers bzw. der Finger
- Subluxationen, Verrenkungen
- Frakturen
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

## Patientenindividuelle Anpassung

## Ermöglicht die Ruhigstellung von 1–2 Fingern

## Aluminiumschiene bietet ausgezeichnete Stabilität

## 4 Gurte für einen patientengerechten und angemessenen Sitz



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
DigiForm™	11–15 cm	Uni	Ped/XS	82-96200
DigiForm™	15–19 cm	Uni	S/M	82-96202
DigiForm™	19–23 cm	Uni	L/XL	82-96203



# DigiForm+

Fingergelenkstütze

HMV-Nummer: 23.07.02.1xxx

## Indikationen:

- Verstauchungen, Verrenkungen
- Subluxationen, Frakturen
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung


**Fingerstütze für 3 oder 4 Finger anpassbar**

**4-Gurt-System ermöglicht optimale Stabilität und eine ausgezeichnete Passform**

**Gewicht: Nur 75 g!**



Fingerstütze je nach Bedarf für 3 oder 4 Finger anpassbar



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks



Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
DigiForm+™	11–14 cm	Uni	Ped/XS	82-96210
DigiForm+™	14–16 cm	Uni	S	82-96212
DigiForm+™	16–19 cm	Uni	M	82-96213
DigiForm+™	19–21 cm	Uni	L	82-96214
DigiForm+™	21–24 cm	Uni	XL	82-96215



# CarpaForm™

Volare Handgelenkorthese

HMV-Nummer: 23.07.02.0xxx

## Indikationen:

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendopathie / Tenosynovitis


## Innovatives Design

*Offenes Design bietet Tragekomfort für lange Dauer - ideal bei chronischen Schmerzen*

*Hohe Stabilität ohne aufzutragen*

*Anformbare Aluminiumschiene ermöglicht die gewünschte Handhaltung*

*92 g: Extrem leicht am Arm zu tragen*



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
CarpaForm™	13,0–16,5 cm	Links	S	82-96222
CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Links	M	82-96223
CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Links	L	82-96224
CarpaForm™	13,0–16,5 cm	Rechts	S	82-96232
CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Rechts	M	82-96233
CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Rechts	L	82-96234



# RhizoForm™

Daumenorthese

HMV-Nummer: 23.07.01.1xxx

## Indikationen:

- Rhizarthrose
- Bandverletzungen am Daumen
- Verstauchungen, Luxationen
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

**Perfekt für das tägliche Leben:  
Mit einer Hand anlegbar**

**Erhöhte Atmungsaktivität  
durch das Skelett-Design**

**Antibakterielles, hypoallergenes und  
thermoregulierendes Innenmaterial**

**Superleicht: 23 g!**



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Links	XS–S	82-96242
RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Links	M–L	82-96243
RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Links	XS–S	82-96292
RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Links	M–L	82-96293





# ErgoForm™

Daumenorthese

HMV-Nummer: 23.07.01.1xxx

## Indikationen:

- Verstauchungen und Luxationen des Daumens
- Rhizarthrose
- Bandverletzungen
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung


Anpassbares und angenehmes Daumenband

Seitenuniversell

Praktisches Anlegesystem – mit einer Hand anlegbar



Wabengewebe für Komfort und Atmungsaktivität



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ErgoForm™ Gr. 1	14–18 cm	Uni	XS–S	82-96191
ErgoForm™ Gr. 2	18–22 cm	Uni	M–L	82-96192

# Produktübersicht mit Bestell- und Hilfsmittelnnummern




Hilfsmittelnummer: 23.07.02.4xxx

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ManuForm™	11-14 cm	Links	Ped / XS	82-96250
ManuForm™	14-16 cm	Links	S	82-96252
ManuForm™	16-19 cm	Links	M	82-96253
ManuForm™	19-21 cm	Links	L	82-96254
ManuForm™	21-24 cm	Links	XL	82-96255
ManuForm™	11-14 cm	Rechts	Ped / XS	82-96260
ManuForm™	14-16 cm	Rechts	S	82-96262
ManuForm™	16-19 cm	Rechts	M	82-96263
ManuForm™	19-21 cm	Rechts	L	82-96264
ManuForm™	21-24 cm	Rechts	XL	82-96265



Hilfsmittelnummer: 23.07.02.2xxx

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ManuForm+™	11-14 cm	Links	Ped / XS	82-96270
ManuForm+™	14-16 cm	Links	S	82-96272
ManuForm+™	16-19 cm	Links	M	82-96273
ManuForm+™	19-21 cm	Links	L	82-96274
ManuForm+™	21-24 cm	Links	XL	82-96275
ManuForm+™	11-14 cm	Rechts	Ped / XS	82-96280
ManuForm+™	14-16 cm	Rechts	S	82-96282
ManuForm+™	16-19 cm	Rechts	M	82-96283
ManuForm+™	19-21 cm	Rechts	L	82-96284
ManuForm+™	21-24 cm	Rechts	XL	82-96285




Hilfsmittelnummer: 23.07.01.0xxx

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
DigiForm™	11-15 cm	Uni	Ped / XS	82-96200
DigiForm™	15-19 cm	Uni	S / M	82-96202
DigiForm™	19-23 cm	Uni	L / XL	82-96203




Hilfsmittelnummer: 23.07.02.1xxx

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
DigiForm+™	11-14 cm	Uni	Ped / XS	82-96210
DigiForm+™	14-16 cm	Uni	S	82-96212
DigiForm+™	16-19 cm	Uni	M	82-96213
DigiForm+™	19-21 cm	Uni	L	82-96214
DigiForm+™	21-24 cm	Uni	XL	82-96215




Hilfsmittelnummer: 23.07.02.0xxx

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
CarpaForm™	13,0-16,5 cm	Links	S	82-96222
CarpaForm™	16,5-19,5 cm	Links	M	82-96223
CarpaForm™	19,5-25,0 cm	Links	L	82-96224
CarpaForm™	13,0-16,5 cm	Rechts	S	82-96232
CarpaForm™	16,5-19,5 cm	Rechts	M	82-96233
CarpaForm™	19,5-25,0 cm	Rechts	L	82-96234



Hilfsmittelnummer: 23.07.02.0xxx

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
RhizoForm™	13,5-16,5 cm	Links	XS-S	82-96242
RhizoForm™	16,5-20,0 cm	Links	M-L	82-96243
RhizoForm™	13,5-16,5 cm	Rechts	XS-S	82-96292
RhizoForm™	16,5-20,0 cm	Rechts	M-L	82-96293



Hilfsmittelnummer: 23.07.01.1xxx

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ErgoForm™ Gr. 1	14-18 cm	Uni	XS-S	82-96191
ErgoForm™ Gr. 2	18-22 cm	Uni	M-L	82-96192



