

**DONJOY®**

Leichter durchs Leben gehen!  
Der innovative Weg  
bei Gonarthrose



INFORMATION  
FÜR ARZT UND FACHHANDEL  
AUSTRIA

 **DJO®**

# OA-Knieorthesen

## Einfach. Sicher. Gehen.

Beschwerdegrad / Entlastungsmöglichkeit

leicht

leicht bis mittel  
medial / lateral

mittel bis stark  
medial / lateral



**DONJOY®**  
**GenuForce®**  
Positions-Nr.: 34603 106



**DONJOY®**  
**REACTION™ WEB OA**  
Positions-Nr.: 34625 017



**DONJOY®**  
**OA NANO™**  
Positions-Nr.: 34750 033

**stark bis sehr stark  
medial / lateral**

**entzündliche  
Gonarthrose**



**DONJOY®  
DEFIANCE® OA**

**DONJOY®  
SUPPORT EVEREST  
ICE**

Positions-Nr.: 34621 073



# REACTION™ WEB OA

Entlastungssorthese

**Rezeptierung:** DONJOY REACTION WEB OA  
Entlastungssorthese

**Positionsnummer:** 34625 017

**Selbstbehalt:** mindestens 34,80 €

**Facharzttrichtung:** F/CH

**Indikationen:**

- Leichte bis mäßige unikompartimentäre Gonarthrose
- Varus- oder Valgusfehlstellung
- Seitliche Instabilität

**Patentierte Silikon-Netztechnologie zur großflächigen Kraftverteilung**

**Physiologische Knieführung und 3-Punkt-Entlastung durch schränkable polyzentrische Gelenkschiene**


**Sichere Fixierung und stufenlose Dosierung über 4 breite Klettverschlüsse**

**Extraflache Bauweise – passt bequem unter die Kleidung**

LEICHTE BIS MITTLERE BESCHWERDEN



Silikonpolster



Größe	Umfang*	Artikelnummer	
		links medial rechts lateral	rechts medial links lateral
XS	33–39 cm	11-7427-1	11-7426-1
S	39–47 cm	11-7427-2	11-7426-2
M	47–53 cm	11-7427-3	11-7426-3
L	53–60 cm	11-7427-4	11-7426-4
XL	60–67 cm	11-7427-5	11-7426-5
XXL	67–75 cm	11-7427-6	11-7426-6
3XL	75–87 cm	11-7427-7	11-7426-7

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte



# OA NANO™

3-Punkt-Entlastungsorthese

**Rezeptierung:** DONJOY OA NANO  
Entlastungsorthese

**Positionsnummer:** 34750 033

**Selbstbehalt:** mindestens 34,80 €

**Facharztrichtung:** F/CH

**Indikationen:**

- Varus- oder Valgusgonarthrose
- Seitliche Instabilität
- Entlastung einer Kniefehlstellung

**Effektive Schmerzlinderung durch klinisch geprüfte\*  
3-Punkt-Entlastungs-Technologie**

**Flaches polyzentrisches Gelenk mit  
Extensions- (10° bis 45°) und  
Flexionsbegrenzung (60° bis 90°)**


**Entlastungsgelenk zur  
individuellen Einstellung**



**Flacher Magnesiumrahmen für geringes Gewicht  
und gute Anformbarkeit**

\* Matthew Nadaud, Richard Komistek et al. 2006  
(J.Bone Joint Surg.AM 87:114-119, 2005)

**MITTLERE BIS STARKE BESCHWERDEN**



Größe	Umfang**	Artikelnummer			
		links medial	rechts medial	links lateral	rechts lateral
XS	33–39 cm	11-1215-1	11-1214-1	11-1217-1	11-1216-1
S	39–47 cm	11-1215-2	11-1214-2	11-1217-2	11-1216-2
M	47–53 cm	11-1215-3	11-1214-3	11-1217-3	11-1216-3
L	53–60 cm	11-1215-4	11-1214-4	11-1217-4	11-1216-4
XL	60–67 cm	11-1215-5	11-1214-5	11-1217-5	11-1216-5
XXL	67–75 cm	11-1215-6	11-1214-6	11-1217-6	11-1216-6
3XL	75–81 cm	11-1215-7	11-1214-7	11-1217-7	11-1216-7

\*\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte





# DEFIANCE® OA

Maßorthese bei Gonarthrose

**Rezeptierung:** DONJOY® Defiance® OA  
Maßorthese

**Indikationen:**

Konservative Behandlung bei betont einseitig medialer oder lateraler Gonarthrose, auch in Verbindung mit Bandinstabilitäten

- Nach Korrekturosteotomien am Ober- oder Unterschenkel
- Kreuzbandinstabilitäten mit Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments
- Kniegelenkinstabilitäten, konservative Behandlung

**Berücksichtigung des genauen Varus- oder Valgusentlastungswinkels bei der Maßfertigung für effektive Entlastung**

**Teleskopisches Kondylenpolster zur zusätzlichen Entlastung**



**Hohe Individualität durch leichten, extrem stabilen Carbonfaser-Rahmen in Kurz- oder Standardlänge, je nach Beinform**

GRUNDFARBEN			METALLICFARBEN		GRAFIK
mattschwarz	schwarz	weiß	metallic schwarz	metallic navy	snake
grün	neon pink	rot	metallic grün	metallic rot	tiger orange
blau	orange	neon gelb	metallic dunkelblau	metallic orange	tiger rot
violett	hellblau	hautfarben	metallic violett	metallic himmelblau	camouflage
neon orange	pink	gelb	metallic weiß	metallic pink	carbon fiber
<b>ZWEIFARBIG</b>					
		weitere Grundfarben frei kombinierbar			stars & stripes
schwarz-grün	blau-weiß	metallic gold	metallic silber		metallic stars & stripes

Breite Farb- und Musterpalette für den Rahmen

## SEHR STARKE BESCHWERDEN



Rasches und einfaches Maßnehmen mit dem DEFIANCE® Messgerät

# SUPPORT EVEREST ICE

Knieorthese mit optionaler Kühlung  
und Kompression

**Rezeptierung:** DONJOY® Support Everest Ice  
Knieorthese

**Positionsnummer:** 34621 073

**Selbstbehalt:** mindestens 34,80 €

**Facharztrichtung:** F

**Indikationen:**

- Postoperativ nach Bandnähten oder Bandrekonstruktionen
- Posttraumatisch
- entzündliche Gonarthrose
- leichte bis mittlere Bandinstabilitäten
- nach Knieendoprothetik
- Meniskusverletzungen

**4 zirkuläre Klettgurte mit Klickverschlüssen und dorsaler Stabilisator (abrüstbar)**

**Werkzeuglos einstellbare Gelenkschienen mit Extensions- und Flexionsbegrenzung**

**Pumpe mit Schlauch**

**6 Größen, kann links und rechts verwendet werden**

Orthese sowie Kühl- und Kompressionsmanschetten können auch separat verwendet werden



## ENTZÜNDLICHE GONARTHROSE



Wiederverwendbare Gel-Packs zur Kälteanwendung in Verbindung mit Kompression

Größe	Umfang*	Seite	Artikelnummer
XS	33–37 cm	U	82-0014-1
S	38–43 cm	U	82-0014-2
M	44–49 cm	U	82-0014-3
L	50–55 cm	U	82-0014-4
XL	56–60 cm	U	82-0014-5
XXL	> 60 cm	U	82-0014-6

\* Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patellamitte

# GenuForce®

Kniebandage mit Patellaring

**Rezeptierung:** DONJOY® GenuForce  
Kniebandage mit Patellaring

**Positionsnummer:** 34603 106

**Selbstbehalt:** mindestens 34,80 €

**Facharztrichtung:** P/D/F

**Indikationen:**


- Rezidivierende Schwellungen und/oder Ergüsse
- Leichte Instabilität
- Gonarthrose
- Weichteilreizzustände

**Rutschsicherer Sitz dank Silikonknoppen**

**Weiche Kniekehlenpartie für angenehmes Tragegefühl**

**Dünne Silikonpelotte (Patellaring) und DONJOY® Kompressionsprofil zur Entlastung der Kniescheibe**

**LEICHTE BESCHWERDEN**



Standardgröße	Umfang F*	Umfang D**	Seite	Artikelnummer
1	37-40 cm	25-28 cm	U	82-0027-1
2	40-43 cm	28-31cm	U	82-0027-2
3	43-46 cm	31-34 cm	U	82-0027-3
4	46-49 cm	34-37 cm	U	82-0027-4
5	49-52 cm	37-40 cm	U	82-0027-5
6	52-55 cm	40-43 cm	U	82-0027-6
7	55-58 cm	43-46 cm	U	82-0027-7
Plusgröße	Umfang F*	Umfang D**	Seite	Artikelnummer
4+	49-52 cm	34-37 cm	U	82-0027-8
5+	52-55 cm	37-40 cm	U	82-0027-9
6+	55-58 cm	40-43 cm	U	82-0027-10
7+	58-62 cm	46-49 cm	U	82-0027-11



\* 15 cm oberhalb der Kniemitte    \*\* 5 cm unterhalb der Kniemitte

# Das 3-Punkt-Prinzip OA-Orthese



**Genu varum  
Varus-Gonarthrose**

**Genu valgum  
Valgus-Gonarthrose**



medial = mediale Entlastung  
valgisierend  
Orthese drückt von lateral

lateral = laterale Entlastung  
varisierend  
Orthese drückt von medial