

AIRCAST® AIRPRO **NEU**

Ein Produkt. Ein Konzept. Drei Phasen.

3-Phasen-Konzept zur Therapie von Sprunggelenkverletzungen.

HMV.-Nr.
23.02.04.0007

Thermoplastisch verformbare flexible Stabilisatoren (Phase 2+3)

sorgen für optimale Passform und optimalen Tragekomfort.



Die herausnehmbaren, starren Schalenelemente (Phase 1)

bieten sicheren Halt und schränken die Pro- & Supination ein.



Der innovative BOA®-Verschluss

mit zirkulärer Schnürung ermöglicht eine individuelle Passform- und Druckregulierung.

Die 8er-Gurtung (Phase 1+2)

sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit des Sprunggelenks.




Der diagonal verlaufende Zuggurt

entlastet die verletzten Bandstrukturen und reduziert den Talusvorschub.

- Indikationen:**
- Konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen
 - Chronische Instabilität des oberen/unteren Sprunggelenks
 - Akute und chronische Kapselbandinstabilitäten
 - Postoperative Versorgung nach Operation am Bandapparat des Sprunggelenks

Artikelnummern:


Größe	Schuhgröße	Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts
XS	30-34	82-0268-1	82-0267-1
S	34-37	82-0268-2	82-0267-2
M	37-42	82-0268-3	82-0267-3
L	42-46	82-0268-4	82-0267-4
XL	> 46	82-0268-5	82-0267-5



Das Sprunggelenkportfolio von AIRCAST®

AIRGO PLUS – das passende Produkt bei schweren Distorsionen für die Notfallversorgung

- Indikationen:**
- Akute Bandrupturen und schwere Sprunggelenkdistorsionen
 - Konservative Therapie
 - Postoperative Versorgung
 - Komplexe Instabilität des oberen/unteren Sprunggelenks



Artikelnummern:

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts
XS	30-34	82-0264-1	82-0263-1
S	34-37	82-0264-2	82-0263-2
M	37-42	82-0264-3	82-0263-3
L	42-46	82-0264-4	82-0263-4
XL	> 46	82-0264-5	82-0263-5

AIRGO™ – das passende Produkt für leichte bis mittlere Distorsionen

- Indikationen:**
- Akute Bandrupturen und Sprunggelenkdistorsionen
 - Konservative Therapie
 - Postoperative Versorgung
 - Chronische Bandinstabilität




Artikelnummern:

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts
XS	30-34	02MXSLCE	02MXSRCE
S	35-38	02MSLCE	02MSRCE
M	39-42	02MMLCE	02MMRCE
L	43-47	02MLLCE	02MLRCE
XL	> 47	02MXLLCE	02MXLRCE

AIR-STIRRUP™ & AIR-STIRRUP II™ – das passende Produkt mit dynamischer Kompression bei starker Schwellung

- Indikationen:**
- Akute Verletzungen
 - Distorsionen
 - Postoperative Versorgung
 - Funktionelle Therapie von Bandrupturen
 - Chronische Bandinstabilität



Artikelnummern AIR-STIRRUP™:


Größe	Körpergröße	Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts
XS	Kleinkinder	02JL	02JR
S	< 1,57 m	02CL	02CR
M	1,57-1,67 m	02BL	02BR
L	> 1,62 m	02AL	02AR

Artikelnummern AIR-STIRRUP II™:

Größe	Körpergröße	Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts
S	< 1,57 m	02VSL	02VSR
M	1,57-1,67 m	02VML	02VMR
L	> 1,62 m	02VLL	02VLR

A60 – das passende Produkt zur Vorbeugung von Knöchelverstauchungen und chronischer Bandinstabilität

- Indikationen:**
- Chronische Bandinstabilität
 - Prophylaxe



Artikelnummern:

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts
S	35-38	02TSL	02TSR
M	39-42	02TML	02TMR
L	43-47	02TLL	02TLR

Wir sind Partner



Kooperationspartner der AGA – Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie



DJO ist Förderpartner der DVSE



Förderer der GFFC



Empfohlener Partner der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin



ORMED GmbH · Merzhauser Str. 112 · 79100 Freiburg · Deutschland
Tel. 0180 1 676 333 · Fax 0180 11 676 333
E-Mail: orthopaedietechnik@DJOGlobal.com · www.DJOGlobal.de

Sprunggelenkorthesen

Der passgenaue Weg zum Therapieerfolg



AIRCAST®
Das Original.

Therapie-Möglichkeiten Sprunggelenk
Ihre Therapie mit System

Indikation	Stabilisierungsgrad							
	DOMJOY® Mollo-Force®	PROCARE® Stabilized Ankle Brace	AIRCAST® AIR A60™	AIRCAST® AIR-STIRRUP II™	AIRCAST® AIRCO™	AIRCAST® AIRCO™ PLUS	AIRCAST® AIRPRO	AIRCAST® AIR-SELECT™ WALKER
Prävention bzw. Rezidivprophylaxe im Breiten- und Leistungssport	•	•	•	•	•	•	•	•
Verstauchung/Muskelerzerrung/Muskelverhärtung	•	•	•	•	•	•	•	•
Bänderzerrungen/Bänderriss	•	•	•	•	•	•	•	•
Gewebeverklebungen, Gelenkergüsse, Schwellungen	•	•	•	•	•	•	•	•
Bänderschwäche, chronische Bandinstabilität, Instabilitätsgefühl	•	•	•	•	•	•	•	•
Komplexe Instabilität des unteren/oberen Sprunggelenks	•	•	•	•	•	•	•	•
Postoperative Versorgung nach Bandverletzung und -rekonstruktionen	•	•	•	•	•	•	•	•
Operativ versorgte Frakturen/Osteosynthesen	•	•	•	•	•	•	•	•
Pseudotumoren	•	•	•	•	•	•	•	•

🏠 Therapie in Ihrer Praxis 🏠 Therapie zuhause ☂️ Ihre Alternativtherapie bei ausgeschriebener Homecareversorgung

AIRCAST® AIRGO PLUS

Das passgenaue Produkt für die Notfallversorgung.



BOA®-Verschluss und optionaler Gurt (in 8er Tour) für erhöhte Stabilität und Sicherheit des Sprunggelenks in der Akutphase.



Akutversorgung/Immobilisierung

AIRCAST® AIRPRO NEU

Das passgenaue Produkt für die drei Therapiephasen.



Thermoplastisch verformbare Stabilisatoren für individuelle Passform und optimalen Tragekomfort



Alle drei Therapiephasen

AIRCAST® A60

Das passgenaue Produkt zur Vorbeugung von Knöchelverstauchungen und chronischer Bandinstabilität.



60° Stabilisatoren auf beiden Seiten des Sprunggelenks schützen vor dem Umknicken.



Prophylaxe/chronische Bandinstabilität

MITTEL

Akutversorgung/hocher Schwellungsgrad

SEHR HOCH

STABILISIERUNGSGRAD


HOCH

AIRCAST® AIR-STIRRUP II™ & AIR-STIRRUP®

Das passgenaue Produkt mit dynamischer Kompression bei starker Schwellung.

Duplex™-Luftkammer-Technologie

bewirkt eine graduelle, pulsierende Kompression die zu einem raschen Schwellungsabbau beiträgt.



Niedriger Druck

Hoher Druck

Durchblutung



Einzigartiges Step-In Design für einfaches Anlegen auch bei starker Schwellung.

Das passgenaue Produkt für leichte bis mittlere Distorsionen.

AIRCAST® AIRGO™

Akutversorgung/Nachsorge