

**DONJOY®**

Jetzt neu:  
**DuoForm™**

**Das Glück liegt in deiner Hand!**  
Durchdachte Hand- & Unterarmorthesen



PRODUKT-INFORMATION  
FÜR ARZT UND FACHHANDEL

 **DJO®**

# Die neue Linie in der Hand- & Unterarmversorgung

„Der Mensch ist das klügste aller Wesen, weil er Hände hat.“

*Anaxagoras*

Die neue Linie der Hand- & Unterarmversorgung von DJO unterstützt bei diversen Krankheitsbildern die Therapie der Hand.

Video DONJOY Hand- und Unterarmversorgung



## Wussten Sie schon?

Die Evolution des Menschen ist eine Anpassungsgeschichte. Anaxogaras bemerkte früh, dass der Mensch über ein wunderbares „Instrument“ zur Fortentwicklung verfügt. Dieses „Instrument“ gewinnt an Bedeutung, wenn wir uns die Evolutionsgeschichte des Menschen in Erinnerung rufen. Diese wäre ohne die Hände undenkbar. Die Hand ist in ihrer Funktion einzigartig. Was einerseits ein Wunderwerk der Natur ist, ist auch anfällig für Krankheiten.

## Neue Linie:

### 8 Orthesen – nach Bedarf versorgt!

Mit den 8 Modellen deckt die neue DJO Linie viele Indikationen in der Finger-, Hand- und Unterarmversorgung ab!


## Funktion und Form werden Eins!


Die roten Elemente ziehen sich durch wie ein roter Faden!

## Innovative Materialien

Wir haben uns auf die Fahne geschrieben: Komfort, Leichtigkeit und Atmungsaktivität – das alles um eine optimale Patientenzufriedenheit zu gewährleisten!

Folgende Symbole geben Ihnen weitere hilfreiche Infos zu den einzelnen Modellen:

 Dieses Produkt ist für die Notfallversorgung geeignet.

 Dieses Produkt ist auch für Kinder erhältlich.

# 8 Orthesen – nach Bedarf versorgt!

## ManuForm™

HMV-Nr: 23.07.02.4058



## DuoForm™

NEU

HMV-Nr: 23.07.02.4061



## ManuForm+™

HMV-Nr: 23.07.02.2035




## DigiForm™

HMV-Nr: 23.07.01.0012



## DigiForm+™

HMV-Nr: 23.07.02.1017



## CarpaForm™

HMV-Nr: 23.07.02.0057



## RhizoForm™

HMV-Nr: 23.07.01.1055



## ErgoForm™

HMV-Nr: 23.07.01.1056





# ManuForm™

Handgelenkorthese



HMV-Nummer: 23.07.02.4058

## Indikationen:

- Verstauchungen und Zerrungen des Handgelenks
- Tendinopathie, Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

**Mit einer Hand anlegbar**

**Knopf verhindert das Herausrutschen des Gurtes aus der Schnalle**

**3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität**

**104 g: Extrem leicht am Arm zu tragen**



Wabengewebe für Komfort und Atmungsaktivität



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ManuForm™	11–14 cm	Links	Ped/XS	82-96250
ManuForm™	14–16 cm	Links	S	82-96252
ManuForm™	16–19 cm	Links	M	82-96253
ManuForm™	19–21 cm	Links	L	82-96254
ManuForm™	21–24 cm	Links	XL	82-96255
ManuForm™	11–14 cm	Rechts	Ped/XS	82-96260
ManuForm™	14–16 cm	Rechts	S	82-96262
ManuForm™	16–19 cm	Rechts	M	82-96263
ManuForm™	19–21 cm	Rechts	L	82-96264
ManuForm™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96265

# DuoForm™

Handgelenkorthese

NEU



HMV-Nummer: 23.07.02.4061

## Indikationen:

- Verstauchungen und Zerrungen des Handgelenks
- Tendinopathie, Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

## Seitenuniversell

## Mittlerer Gurt zirkulär für noch höhere Stabilität

## Individuell versetzbare, dorsale Aluminiumschiene

## Orthese proximal überdurchschnittlich lang



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
DuoForm™	11–14 cm	Uni	XS	82-96130
DuoForm™	14–16 cm	Uni	S	82-96132
DuoForm™	16–19 cm	Uni	M	82-96133
DuoForm™	19–21 cm	Uni	L	82-96134
DuoForm™	21–24 cm	Uni	XL	82-96135

# ManuForm+™

Handgelenkorthese mit Daumeneinschluss



HMV-Nummer: 23.07.02.2035

## Indikationen:


- Verstauchungen und Zerrungen
- Tendinopathie
- Rhizarthrose
- Karpaltunnelsyndrom
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

**Mit einer Hand anlegbar**

**2 dorsale Schienen**

**3 Gurte für eine optimale Passform und Stabilität**

**116 g: Extrem leicht am Arm zu tragen**



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ManuForm+™	11–14 cm	Links	Ped/XS	82-96270
ManuForm+™	14–16 cm	Links	S	82-96272
ManuForm+™	16–19 cm	Links	M	82-96273
ManuForm+™	19–21 cm	Links	L	82-96274
ManuForm+™	21–24 cm	Links	XL	82-96275
ManuForm+™	11–14 cm	Rechts	Ped/XS	82-96280
ManuForm+™	14–16 cm	Rechts	S	82-96282
ManuForm+™	16–19 cm	Rechts	M	82-96283
ManuForm+™	19–21 cm	Rechts	L	82-96284
ManuForm+™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96285





# DigiForm™

Fingerorthese



HMV-Nummer: 23.07.01.0012

## Indikationen:

- Verstauchungen des Fingers bzw. der Finger
- Subluxationen, Verrenkungen
- Frakturen
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung

## Patientenindividuelle Anpassung

## Ermöglicht die Ruhigstellung von 1–2 Fingern

## Aluminiumschiene bietet ausgezeichnete Stabilität

## 4 Gurte für einen patientengerechten und angemessenen Sitz



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie die Handlänge

Bezeichnung	Handlänge	Seite	Größe	Artikelnummer
DigiForm™	11–15 cm	Uni	Ped / XS	82-96200
DigiForm™	15–19 cm	Uni	S / M	82-96202
DigiForm™	19–23 cm	Uni	L / XL	82-96203



# DigiForm+™

Fingergelenkstütze



HMV-Nummer: 23.07.02.1017

## Indikationen:

- Verstauchungen, Verrenkungen
- Subluxationen, Frakturen
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung
- Lähmung der Hand und Finger

**Fingerstütze für 3 oder 4 Finger anpassbar**

**4-Gurt-System ermöglicht optimale Stabilität und eine ausgezeichnete Passform**

**Gewicht: Nur 139 g!**



Fingerstütze je nach Bedarf für 3 oder 4 Finger anpassbar

Anlegeanleitung  
DigiForm+™



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
DigiForm+™	11–14 cm	Uni	Ped / XS	82-96210
DigiForm+™	14–16 cm	Uni	S	82-96212
DigiForm+™	16–19 cm	Uni	M	82-96213
DigiForm+™	19–21 cm	Uni	L	82-96214
DigiForm+™	21–24 cm	Uni	XL	82-96215





# CarpaForm™

Volare Handgelenkorthese



HMV-Nummer: 23.07.02.0057

## Indikationen:

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendopathie / Tenosynovitis


## Innovatives Design

## Hohe Stabilität ohne aufzutragen

## Anformbare Aluminiumschiene ermöglicht die gewünschte Handhaltung


## 92 g: Extrem leicht am Arm zu tragen

Anlegeanleitung  
CarpaForm+™



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks



Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
CarpaForm™	13,5–16,5 cm	Links	S	82-96222
CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Links	M	82-96223
CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Links	L	82-96224
CarpaForm™	13,5–16,5 cm	Rechts	S	82-96232
CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Rechts	M	82-96233
CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Rechts	L	82-96234



# RhizoForm™

Daumenorthese



HMV-Nummer: 23.07.01.1055

## Indikationen:

- Rhizarthrose
- Bandverletzungen am Daumen
- Verstauchungen, Luxationen
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

**Perfekt für das tägliche Leben:  
Mit einer Hand anlegbar**

**Erhöhte Atmungsaktivität  
durch das Skelett-Design**

**Antibakterielles, hypoallergenes und  
thermoregulierendes Innenmaterial**

**Superleicht: 23 g!**



Anlegeanleitung  
RhizoForm™



## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks

Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Links	S–M	82-96242
RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Links	L–XL	82-96243
RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Rechts	S–M	82-96292
RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Rechts	L–XL	82-96293





# ErgoForm™

Daumenorthese



HMV-Nummer: 23.07.01.1056

## Indikationen:

- Verstauchungen und Luxationen des Daumens
- Rhizarthrose
- Bandverletzungen
- Posttraumatische und postoperative Ruhigstellung

## Anpassbares und angenehmes Daumenband

## Seitenuniversell

## Praktisches Anlagesystem – mit einer Hand anlegbar

Jetzt auch eine  
Größe kleiner  
erhältlich!



Wabengewebe für Komfort und Atmungsaktivität




## Finden Sie die richtige Größe!

- Messen Sie den Umfang auf Höhe des Handgelenks


Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
ErgoForm™	12–16 cm	Uni	0	82-96190
ErgoForm™	14–18 cm	Uni	1	82-96191
ErgoForm™	18–22 cm	Uni	2	82-96192

# Produktübersicht mit Bestell- und Hilfsmittelnnummern

 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.02.4058</p>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Umfang</b>	<b>Seite</b>	<b>Größe</b>	<b>Artikelnummer</b>
	ManuForm™	11–14 cm	Links	Ped/XS	82-96250
	ManuForm™	14–16 cm	Links	S	82-96252
	ManuForm™	16–19 cm	Links	M	82-96253
	ManuForm™	19–21 cm	Links	L	82-96254
	ManuForm™	21–24 cm	Links	XL	82-96255
	ManuForm™	11–14 cm	Rechts	Ped/XS	82-96260
	ManuForm™	14–16 cm	Rechts	S	82-96262
	ManuForm™	16–19 cm	Rechts	M	82-96263
	ManuForm™	19–21 cm	Rechts	L	82-96264
ManuForm™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96265	
 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.02.4061</p>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Umfang</b>	<b>Seite</b>	<b>Größe</b>	<b>Artikelnummer</b>
	DuoForm™	11–14 cm	Uni	XS	82-96130
	DuoForm™	14–16 cm	Uni	S	82-96132
	DuoForm™	16–19 cm	Uni	M	82-96133
	DuoForm™	19–21 cm	Uni	L	82-96134
	DuoForm™	21–24 cm	Uni	XL	82-96135
 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.02.2035</p>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Umfang</b>	<b>Seite</b>	<b>Größe</b>	<b>Artikelnummer</b>
	ManuForm+™	11–14 cm	Links	Ped/XS	82-96270
	ManuForm+™	14–16 cm	Links	S	82-96272
	ManuForm+™	16–19 cm	Links	M	82-96273
	ManuForm+™	19–21 cm	Links	L	82-96274
	ManuForm+™	21–24 cm	Links	XL	82-96275
	ManuForm+™	11–14 cm	Rechts	Ped/XS	82-96280
	ManuForm+™	14–16 cm	Rechts	S	82-96282
	ManuForm+™	16–19 cm	Rechts	M	82-96283
	ManuForm+™	19–21 cm	Rechts	L	82-96284
ManuForm+™	21–24 cm	Rechts	XL	82-96285	
 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.01.0012</p>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Handlänge</b>	<b>Seite</b>	<b>Größe</b>	<b>Artikelnummer</b>
	DigiForm™	11–15 cm	Uni	Ped/XS	82-96200
	DigiForm™	15–19 cm	Uni	S/M	82-96202
	DigiForm™	19–23 cm	Uni	L/XL	82-96203
 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.02.1017</p>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Umfang</b>	<b>Seite</b>	<b>Größe</b>	<b>Artikelnummer</b>
	DigiForm+™	11–14 cm	Uni	Ped/XS	82-96210
	DigiForm+™	14–16 cm	Uni	S	82-96212
	DigiForm+™	16–19 cm	Uni	M	82-96213
	DigiForm+™	19–21 cm	Uni	L	82-96214
	DigiForm+™	21–24 cm	Uni	XL	82-96215

 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.02.0057</p>	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	CarpaForm™	13,0–16,5 cm	Links	S	82-96222
	CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Links	M	82-96223
	CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Links	L	82-96224
	CarpaForm™	13,0–16,5 cm	Rechts	S	82-96232
	CarpaForm™	16,5–19,5 cm	Rechts	M	82-96233
CarpaForm™	19,5–25,0 cm	Rechts	L	82-96234	

 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.01.1055</p>	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Links	S–M	82-96242
	RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Links	L–XL	82-96243
	RhizoForm™	13,5–16,5 cm	Rechts	S–M	82-96292
RhizoForm™	16,5–20,0 cm	Rechts	L–XL	82-96293	

 <p>Hilfsmittelnummer: 23.07.01.1056</p>	Bezeichnung	Umfang	Seite	Größe	Artikelnummer
	ErgoForm™	12–16 cm	Uni	0	82-96190
	ErgoForm™	14–18 cm	Uni	1	82-96191
ErgoForm™	18–22 cm	Uni	2	82-96192	



