



Innovative Hand-/Unterarmorthesen

# Mehr als Zukunftsmusik

## EXOS™ HAND-/UNTERARMORTHESE MIT 4-FINGER-FIXIERUNG



Ruhigstellung der Finger im **bedarfsgerechten Winkel** möglich

**Angenehme und sichere Fingerauflagefläche** mit 2 Klettverschlüssen


**Großzügige Daumenöffnung** für maximalen Komfort

### Indikationen:

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung der Finger notwendig ist, wie z. B.:

- Metakarpal-, Phalangealfrakturen bzw. -verletzungen
- Sehnenverletzungen

**NEU!**



Größe	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Länge (cm)	Farbe
XS	328-31-1111	328-32-1111	26	Black
S	328-41-1111	328-42-1111	29	
M	328-51-1111	328-52-1111	32,5	
L	328-61-1111	328-62-1111	36	
XL	328-71-1111	328-72-1111	41	



Aktuelle Informationen finden Sie auf [www.DJOGlobal.de](http://www.DJOGlobal.de) (QR-Code einscannen)



# Das EXOS™ Zubehör

Produktname	Art.-Nr.	Verpackungs- einheit	Produkt- abbildung
EXOS™ Randlebestreifen Lyca-Black, 1,9 × 30,48 cm	800-02*	10 Stk.	
BOA®-Sicherungsring	800-LR6	1 Stk.	
EXOS™ Wundstulpe Silber, Länge 16 m	910-400	1 Stk.	
EXOS™ Wärmeofen	800-OVEN-EURO	1 Stk.	
EXOS™ Ofenvolumenring	800-XR	1 Stk.	
EXOS™ Maßband	800-SIZINGTAPE	1 Stk.	

# Die EXOS™ Größenauswahl

1



2



3

Größentabelle	
EXOS™ Größe	Handumfang in cm
XXXS	14,5-16,5
XXS	16,5-18,5
XS	18,5-20,0
S	20,0-23,0
M	23,0-25,5
L	25,5-28,0
XL	> 28,0

Die Orthesenlänge wird durch das längste Maß der Orthese bestimmt.  
Z. B. von der Fingerspitze bis zum Unterarm.

# Die EXOS™ Website

Die EXOS™-Website hält für Sie noch mehr hilfreiche Informationen und Downloads bereit.

[www.exos-orthesen.de](http://www.exos-orthesen.de)



ORMED GmbH · Bötzing Str. 90 · 79111 Freiburg · Deutschland  
Tel. 0180 1 676 333 · Fax 0180 11 676 333  
E-Mail: [orthopaedietechnik@DJOGlobal.com](mailto:orthopaedietechnik@DJOGlobal.com) · [www.DJOGlobal.de](http://www.DJOGlobal.de)